Scaler Ultrasónico Varios 370 Óptico

NSK iPiezo Engine

Modelo: VA370 LUX (120V) **Código: Y1001956**



El Varios 370 de NSK es un equipo de ultrasonido para limpieza bucal, compacto, portátil y versátil. Su consola de mando ultra compacta permite una instalación sencilla en cualquier unidad dental. Es impulsado por la avanzada tecnología **iPiezo engine** de NSK, ofreciendo una potencia estable y un rendimiento superior en diversos tratamientos clínicos.

Especificaciones Técnicas

Fuente de poder	AC 120V 50 / 60 Hz
Frecuencia	28 - 32 KHz
Salida máxima	11 W (Modo G)
Dimensiones	80 x 115 x 32 mm (Largo x Ancho x Alto, sin perilla y cable)
Peso de la consola	0.43 kg (sin contrángulo)

Características Principales

- **Motor iPiezo (Retroalimentación):** Suministra la energía apropiada dependiendo de la superficie del diente, logrando una frecuencia estable sin perder potencia ante el cálculo duro.
- **Ajuste Automático:** Otorga a la punta una vibración suave dentro del rango de potencia seleccionado, asegurando un tratamiento focalizado.
- **Diseño Ultra Compacto:** Portátil y diseñado para ocupar un espacio mínimo en el consultorio.
- **Bioseguridad e Iluminación:** La pieza de mano óptica (con iluminación LED) permite excelente visibilidad. Es desmontable, lavable en termodesinfectadora y esterilizable (hasta 135 °C).

Modos de Uso y Aplicaciones

- **Profilaxis y Escarificación:** Remoción eficiente de placa bacteriana, tejido alterado y cálculo supragingival usando las puntas G4, G6 y G8 incluidas en el set.
- **Efecto de Cavitación:** El ultrasonido forma burbujas microscópicas en el líquido irrigador, lo que ayuda a la desorganización bacteriana y facilita el desprendimiento del sarro de manera menos invasiva.

- **Periodoncia:** Mediante el uso de puntas periodontales, permite la limpieza profunda, remoción de cálculo subgingival y mantenimiento de bolsas periodontales protegiendo el tejido sano.
- **Endodoncia y Restauración:** Compatible con el extenso rango de puntas NSK, habilitando el equipo para tareas como remoción de cemento, activación de irrigantes o preparación de pequeñas cavidades.

Contenido del Equipo (Set Y1001956)

- Consola de mando con cable de pieza de mano.
- Adaptador de corriente (120V) y conector de agua.
- Pieza de mano (Óptica / con luz LED).
- Pedal de control (FC-71).
- 3 Puntas de escarificación (G4, G6, G8).
- Llave con torquímetro para ajuste de puntas.
- Set de Filtro de Agua.
- Soportes para la consola de mando y la pieza de mano.