

## Descripción

El Scaler Ultrasónico DTE D1 tiene control digital de frecuencia que permite un trabajo más estable. Se caracteriza por ser pequeño, ligero y fácil de usar. Además, sus puntas están hechas de un material especial que permite hacer de la limpieza dental un trabajo más fácil y rápido sin dañar el esmalte del diente.



## Ficha Técnica

- Voltaje de Entrada 24V - 50Hz/60Hz 1.3A
- Frecuencia Oscilación 28kHz +- 3kHz
- Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)
- Potencia 3w - 20w
- Peso 0.62Kg
- Dimensiones 203mm x 138mm x 94mm
- Certificado por CE, FDA y NSF.

**DTE**<sup>®</sup>

# Scaler Ultrasónico

## DTE D1

### Características

- El D1 Tiene funciones de escalado y periodoncia.
- Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que el equipo funcione siempre en la mejor frecuencia y funcione de la manera más constante.
- Controlado digitalmente, operación fácil y más eficiente para escalar.
- Todas las puntas pueden ser esterilizables en autoclave a 135°.
- La pieza de mano puede ser esterilizada con cualquier líquido que cumpla este propósito.

### Otros Datos

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica