

FICHA TÉCNICA

D1

DESCRIPCIÓN

El Scaler Ultrasónico DTE D1 tiene control digital de frecuencia que permite un trabajo más estable. Se caracteriza por ser pequeño, ligero y fácil de usar. Además, sus puntas están hechas de un material especial que permite hacer de la limpieza dental un trabajo más fácil y rápido sin dañar el esmalte del diente.



CARACTERÍSTICAS

1. Pieza de mano HD-1
2. Funciones de Escalado y Periodoncia
3. Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que la máquina siempre funcione en la mejor frecuencia y de la manera más constante.
4. Regulación de potencia según necesidad
5. Operación fácil y práctica.
6. Puntas esterilizables en autoclave a una temperatura de 134 °C (Ver manual)
7. Pieza de mano esterilizable con cualquier líquido que cumpla este propósito (ver manual)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación eléctrica:	110 - 240V~ 50Hz/60Hz 150mA
Entrada de la unidad principal:	24V~ 50Hz/60Hz 1.3A
Salida primaria de la vibración de la punta:	≤100µm
Salida de la frecuencia de vibración de la punta:	28kHz±3kHz
Salida de alimentación eléctrica:	3W a 20W
Fusible de la unidad principal:	T1.6AL 250V
Fusible de la fuente de alimentación:	T0.5AL 250V
Peso de la unidad principal:	0.62kg
Peso del adaptador:	1 kg
Presión de Agua:	0.1bar to 5bar (0.01MPa to 0.5MPa)
Tipo de protección contra las descargas eléctricas:	Equipo Clase II
Modo de operación:	Operación continua
Dimensiones:	203mm x 138mm x 94mm
Certificados:	CE, FDA, NSF, INVIMA

GARANTÍA

12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional