

Lavadora Ultrasónica Digital Intertek

Modelo: SU-767 | Fabricante: Foshan Coxo Medical Instrument Co., Ltd.

1. Descripción General del Producto

La lavadora digital Intertek, modelo **SU-767**, le ofrece una limpieza profunda y silenciosa a todo lo que desee limpiar. Cuenta con tanque de acero inoxidable y una carcasa de plástico duradera, resistente a los arañazos y golpes, además de ser muy fácil de limpiar. Incorpora un temporizador digital para un proceso rápido y fácil de manejar, y su tecnología de barrido (sweep technology) asegura una eficiencia de limpieza excepcional.

2. Especificaciones Técnicas

Capacidad	2.5 Litros
Poder Ultrasónico	70W
Potencia de Calentamiento	100W
Frecuencia de Red	50 / 60 Hz
Frecuencia Ultrasónica	42,000 Hz
Medida de Tanque	25 x 15 x 8 cm
Medida de Unidad Principal	35 x 26 x 23 cm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	3 kg
Timer Digital	5 ciclos (90 a 480 segundos)
Material del Tanque	Acero inoxidable
Fuente de Alimentación	US Plug AC 100~120V, 50/60 Hz
Certificados	CE, RoHS, FCC

3. Contenido del Kit Comercial

- 1x Lavadora Ultrasónica 2.5L
- 1x Cesta de Limpieza
- 1x Cables de conexión
- 1x Manual de usuario

4. Características Físicas y Estéticas

- **Color del Dispositivo:** Blanca
- **Diseño de Carcasa:** Plástico duradero, resistente a arañazos, golpes y de muy fácil mantenimiento e higiene superficial.

5. Garantía y Respaldo

Condiciones de Garantía

Garantía: 12 meses por defectos de fabricación.

Exclusiones: No incluye daños por caídas, golpes o daños ocasionados por mal uso del equipo.

6. Documentación Regulatoria

- Registro INVIMA
- Registro de Importación
- Facturación Electrónica

7. Logística y Envíos

- **Tiempo de Envío:** De 1 a 4 días hábiles a todo destino nacional.