

Descripción

El set de baja velocidad modelo FXLB2 de la marca Appledental, cuenta con sistema de irrigación externa, un contra-ángulo Push Button, una punta recta con mango ergonómico y un micromotor más pequeño pero con gran potencia, haciéndolo más fácil de sostener. Gran apariencia en diseño y excelente calidad.

SET DE BAJA VELOCIDAD PUSH BUTTON APPLEDENTAL

Especificaciones

- Presión de Aire: 0.25 - 0.30 (Mpa)
- Presión de Agua: 198 Kpa (2Kg)
- Vel. Rotación (Adelante): 18.000 (RPM)
- Vel. Rotación (Reversa): 16.000 (RPM)
- Torque: 0.40 - 0.45 (N)
- Flujo de agua: 90-110 (min/ml)
- Sonido: ≤ 65 dB
- Esterilizable en autoclave a 134°C



CARACTERÍSTICAS

1. Irrigación Externa
2. Contrángulo Push Button
3. Función Auto-lubricación del motor
4. Acople Borden (2 vías)
5. Usos: Profilaxis - Pulido y acabado final de restauraciones

Otros Datos

- Garantía 6 meses
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica