

FICHA TÉCNICA

MICROMOTOR GREEN-AM

DESCRIPCIÓN

El Micromotor Green-AM de la marca Appledental es una excelente herramienta para trabajos a baja velocidad, ofreciendo precisión y control en una gran variedad de procedimientos al profesional de la salud. Este micromotor neumático satisface las necesidades del especialista en cuanto a que combina características avanzadas y un diseño ergonómico y liviano, asegurando un desempeño de alta calidad, confiable y duradero. Con un peso reducido y una rotación 360° del contra-ángulo, este micromotor es compatible con puntas rectas y contrángulos de las distintas marcas del mercado como NSK, W&H, KaVo, Royal Dent, Being, etc. Equipado con un sistema de enfriamiento externo, el Green-AM asegura una refrigeración efectiva durante el uso, protegiendo el instrumento y los tejidos del paciente.

CARACTERÍSTICAS

1. Peso reducido
2. Prolongada vida útil
3. Fácil rotación 360° del contra-ángulo
4. Potente y gran torque
5. Gran apariencia en diseño
6. Excelente Calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MICROMOTOR GREEN-AM

Transmisión:	Velocidad Directa 1:1
Velocidad de rotación hacia delante:	18.000 rpm
Velocidad de rotación reversa:	16.000 rpm
Esterilizable en autoclave:	134°



GARANTÍA

6 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles,
aproximadamente, a todo
destino nacional

