

Descripción

La forma de trabajo del Scaler de ultrasonido P5L asegura que éste siempre trabaje con una potencia constante, alta eficiencia y genere poco calor. El seguimiento de frecuencia automático controlado digitalmente, garantiza que funcione siempre en la mejor frecuencia y de forma constante. Cuenta con un diseño ergonómico en su pieza de mano que facilita el uso prolongado y asegura una gran visibilidad por su pieza LED.



Ficha Técnica

- Voltaje de Entrada 110V - 50Hz/60Hz 0.7A-0.4A
- Frecuencia Oscilación 28kHz +- 3kHz
- Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)
- Potencia 3w - 20w
- Peso 0.55Kg
- Dimensiones 254mm x 214mm x 195mm
- Certificado por CE, FDA e ISO.
- La pieza de mano es esterilizable en autoclavable a 135°C

Scaler Ultrasonico P5L

Características

- Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que el equipo funcione siempre en la mejor frecuencia y funcione de la manera más constante.
- 2 Funciones: Escalado y Periodoncia.
- Todas las puntas pueden ser esterilizables en autoclave a 135° o en lavadora ultrasónica.
- La pieza de mano puede ser esterilizada con cualquier líquido que cumpla este propósito o en autoclave a 135°C .
- Controlado digitalmente, operación fácil y más eficiente para escalar.
- Pieza de mano hecha hecha en aleación de aluminio.

Otros Datos

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica