

TURBINA DE ALTA VELOCIDAD CX207-F LED COXO

DESCRIPCIÓN:

La pieza de mano Coxo Cx207-F Led presenta un excelente desempeño, máxima eficiencia y seguridad para usted y sus pacientes. Este modelo cuenta con 3 vías de irrigación de agua junto con 3 vías de aire y autogeneración de Luz Led. Además, los rodamientos con bolas cerámicas en la turbina garantizan un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Spray de agua triple con 3 vías de aire
- Sonido: ≤ 68 dB
- Potencia: 20W
- Rotación Máxima: ≥ 280.000 RPM
- Presión de aire: 0.20-0.22 MPA
- Fresas: $\varnothing 1.59$ - $\varnothing 1.6$ mmx21-23mm mm
- Esterilizable en autoclave a 134°C

CARACTERÍSTICAS:

1. Autogeneración luz Led
2. Potente y fiable
4. Sistema de cabezal limpio
5. Sistema Push Button
6. Vida útil más larga
7. Rodamientos de bola cerámico



OTROS DATOS:

- Garantía 6 meses
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica

