

DESCRIPCIÓN GENERAL

Presentamos el compresor odontológico de 2 caballos de fuerza con disponibilidad de tanque tanto en presentación horizontal (H) como vertical (V). Producto nacional con motores importados de alta potencia y accesorios de conectividad de máxima calidad en el mercado.

Línea médica, súper silencioso y libre de aceite. Especialmente diseñado para atención médica, odontología, equipos de laboratorio, investigación científica y aplicaciones industriales de aire seco comprimido.

NOTA: Configuración equipada con 2 cabezales de 1HP para un rendimiento continuo de 2HP totales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Potencia	2 HP	Capacidad de Tanque	90 Litros
Fase Eléctrica	Monofásica	Flujo de Aire	400 L/min
Alimentación	110 V	Velocidad	1680 r/min
Frecuencia	50 / 60 Hz	Nivel de Ruido	± 65 dB (Súper silencioso)
Presión Máxima	100 PSI	Peso Neto	49 Kg
Tamaño (Horizontal)	70 cm alto x 45 cm fondo x 90 cm largo	Tamaño (Vertical)	100 cm alto x 45 cm fondo x 60 cm largo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Rendimiento y Construcción

- Compresor de aire seco y libre de aceite (Línea Médica).
- Estructura externa en aluminio: disipación eficiente de calor.
- Racores y manguera de acople acerados de alta resistencia.
- Rejillas y cubiertas protectoras para máxima seguridad.

Equipamiento y Seguridad

- Doble salida de aire comprimido con regulación.
- Filtro purificador de aire integrado.
- Válvula de seguridad contra sobrepresión calibrada.
- Válvula de drenaje inferior de fácil acceso.

GARANTÍA

12 Meses por defectos de fabricación (no incluye golpes, caídas o mal uso).

TIEMPO DE ENVÍO

De 2 a 5 días hábiles a todo el territorio nacional.

DOCUMENTACIÓN

Factura Electrónica legal de compra.