

FICHA TÉCNICA

Contrángulo CX235

DESCRIPCIÓN

El contra ángulo CX235 COXO de relación 1:1 garantiza una transmisión de velocidad constante y fiable, ideal para tareas que requieren baja velocidad y alta precisión. Su diseño ergonómico proporciona un manejo cómodo y reduce la fatiga del usuario durante sesiones prolongadas. Este modelo cuenta con el sistema tradicional de intercambio de fresas tipo pestillo (o llave) y es compatible con todas las marcas de micromotores neumáticos del mercado como NSK, W&H, KaVo, Appledental y otras marcas.



CARACTERÍSTICAS

1. Contra-Ángulo de Llave
2. Transmisión: 1:1
3. Fresas CA (Ø2,35)
4. Ergonómico y preciso
5. Robusto y duradero
6. Compatible con todas las marcas de micromotores del mercado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de Aire:	0.25 (Mpa) - 0.3 (Mpa)
Presión de agua:	0.2 - 0.23 (Mpa)
Velocidad Máxima	40.000 RPM
Sonido:	≤70dB
Torque:	0.4 (N) - 0.45 (N)
Esterilizables en autoclave:	135°C

GARANTÍA

6 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional