



## ***¿QUÉ PUNTAS USAR CORRECTAMENTE?***

| REFERENCIA SCALER | PIEZA QUE UTILIZA | PUNTAS COMPATIBLES |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| SCALER B5S        | PIEZA HS1         | PUNTAS S           |
| SCALER P5L        | PIEZA L3          | PUNTAS T           |
| SCALER P7L        | PIEZA L3          | PUNTAS T           |
| SCALER P9L        | PIEZA L3          | PUNTAS T           |
| SCALER B5         | PIEZA H1          | PUNTAS T           |
| SCALER B5L        | PIEZA L1          | PUNTAS T           |
| SCALER B6         | PIEZA H1          | PUNTAS T           |
| SCALER P4         | PIEZA H2          | PUNTAS T           |
| SCALER P5         | PIEZA H3          | PUNTAS T           |
| SCALER P6         | PIEZA H2          | PUNTAS T           |
| SCALER P7         | PIEZA H3          | PUNTAS T           |
| SCALER BD2        | PIEZA D2          | PUNTAS S           |

**Puntas para Profilaxis:** T1/T2/T4/T5/T6/T7, S1/S2/S4/S5/S6/S7

**Puntas para Periodoncia:** T3/T8/T9, S3/S8/S9

**Puntas para Endodoncia:** E1, ES1