

ProDental

Professional
HandPieces

FICHA TÉCNICA

RED-TU

DESCRIPCIÓN

La pieza de alta velocidad Red-Tu de la marca ProDental cuenta con sistema Push Button y su novedoso diseño la hacen una de las marcas más atractivas en el mercado. Además, cuenta con 3 vías de irrigación lo cual la hacen competitiva con las mejores piezas de alta velocidad en la actualidad. Tiene un alto torque y rodamientos cerámicos son japoneses. Puede ser autoclavada hasta 135°C. Su color plateado es llamativo a simple vista y su potencia la hacen única. El modelo Red-Tu es ideal para los amantes de una pieza con potencia y estilo.

CARACTERÍSTICAS

1. Alto Torque
2. Cuerpo de Acero Inoxidable
3. Rodamientos de cerámica
4. Portafresas Push Button
5. Irrigación triple
6. Borden 2 vías

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sonido:	≤65dB
Presión de Aire:	0.25 - 0.30 (Mpa)
Torque:	0.4(N) - 0.45(N)
Velocidad de rotación:	330.000-420.000 min-1
Flujo de Agua:	90-110 (min/ml)
Potencia	22w
Tamaño cabezal:	Ø 12,5 mm
Esterilizable en autoclave:	134°C
Vida Útil:	5 años o 5.000 usos.



GARANTÍA

6 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles,
aproximadamente, a todo
destino nacional