

# ProDental

## FICHA TÉCNICA

### RED-TUP LED

## DESCRIPCIÓN

La pieza de alta velocidad Red-Tup de la marca ProDental cuenta con sistema Push Button y sistema de auto-generación de luz LED. Este modelo tiene 3 vías de irrigación, cabezal de torque, rodamientos cerámicos japoneses y un color plata mate espectacular. Una pieza para los amantes de la iluminación, calidad y confianza.

## CARACTERÍSTICAS

1. Auto-generación luz LED
2. Cuerpo de Acero Inoxidable
3. Rodamientos de cerámica
4. Portafresas Push Button
5. Irrigación triple
6. Borden 2 vías

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sonido:	≤65dB
Presión de Aire:	0.25 - 0.30 (Mpa)
Torque:	0.4(N) - 0.45(N)
Velocidad de rotación:	330.000-420.000 min-1
Flujo de Agua:	90-110 (min/ml)
Potencia	20w
Tamaño cabezal:	Ø 12,5 mm
Esterilizable en autoclave:	134°C
Vida Útil:	5 años o 5.000 usos.



## GARANTÍA

6 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

## DOCUMENTOS

INVIMA  
Registro de Importación  
Facturación Electrónica

## ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles,  
aproximadamente, a todo  
destino nacional