

Descripción

Las nuevas Turbinas DynaLED producidas por la micro ingeniería de NSK, dan un alto rendimiento y fiabilidad. Estas innovadoras turbinas llevan integrado un mini generador de energía, que ofrece una gran calidad de iluminación LED (luz diurna) cuando se conecta a cualquier manguera de sillón dental sin luz.

DYNALED M500 LG B2

Especificaciones

- Spray de agua Cuadruple
- Sonido: ≤ 65 dB
- Potencia: 15W
- Rotación Máxima: 380.000~450.000 min⁻¹
- Tamaño de Cabezal: \varnothing 10,6 mm x Al 12,4 mm
- Cabezal Miniatura
- Esterilizable en autoclave a 134°C



CARACTERÍSTICAS

1. Óptica de Vidrio Celular (LED)
2. Rodamientos de cerámica
3. Sistema de cabezal limpio
4. Portafresas Push Button
5. Cuerpo de Acero Inoxidable
6. Borden 2 vías

Otros Datos

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica