

FICHA TÉCNICA

DYNALED M600 LG B2

DESCRIPCIÓN

Las nuevas Turbinas DynaLED producidas por la micro ingeniería de NSK, dan un alto rendimiento y fiabilidad. Estas innovadoras turbinas llevan integrado un mini generador de energía, que ofrece una gran calidad de iluminación LED (luz diurna) cuando se conecta a cualquier manguera de sillón dental sin luz. Los profesionales odontólogos pueden obtener inmediatamente las ventajas de luz Led en su equipo solamente conectando la nueva turbina de NSK DynaLED. Las Nuevas turbinas DynaLED de NSK realizadas en Acero Inoxidable otorgan al instrumento rotatorio una gran estabilidad y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

1. Óptica de Vidrio Celular (LED)
2. Cuerpo de Acero Inoxidable
3. Rodamientos de cerámica
4. Sistema de cabezal limpio
5. Portafresas Push Button

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sonido:	≤65dB
Cabezal:	Estándar
Vías de irrigación	4 vías
Potencia	16W
Velocidad de rotación:	330.000~430.000 min-1
Tamaño Cabezal:	Ø 12,1 mm x Al 13,3 mm
Esterilizable en autoclave:	134°C



GARANTÍA

12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional