



Unidad de control, caja, pantalla LCD y contra-ángulo

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El motor eléctrico sin escobillas **Woodpecker MT2** ofrece funcionalidad y comodidad sobresalientes. Es una alternativa económica e inteligente para evolucionar de una turbina convencional a una pieza de mano eléctrica. Proporciona velocidad y par constantes que no disminuyen con la carga, generando un corte más suave y preciso, mayor flexibilidad en preparaciones, menor vibración y máxima durabilidad con mínimo ruido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Rango de Velocidad:	A) 2.000 – 40.000 rpm (1:1) B) 100 – 2.500 rpm (16:1) C) 10.000 – 200.000 rpm (1:5)
Potencia de retroiluminación LED:	> 25.000 lux
Dimensiones de la Unidad de Control:	16,55 cm × 12,97 cm × 7,76 cm
Peso:	2,5 kilogramos
Fuente de Alimentación:	Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 2.5A Salida: DC 30V 3.2A
Longitud del cable de la pieza de mano:	1.8 metros

CONTRA-ÁNGULO 1:5 WJ-15L

Material:	Titanio
Velocidad de rotación:	10.000 – 200.000 rpm
Incremento / Relación:	Multiplicador 1:5
Retroiluminación LED:	20.000 – 65.000 lux
Sistema de sujeción:	Botón eyector (Push Button)
Spray de agua:	1 canal de aire, 1 canal de agua

VENTAJAS DESTACADAS

- **Motor sin escobillas:** Funcionamiento silencioso y prolongada vida útil.
- **Par y velocidad constantes:** Rendimiento uniforme ante cargas de trabajo.
- **Menos formación de aerosoles:** Ideal para la seguridad clínica actual.
- **Ergonomía superior:** Sorprendentemente ligero y perfectamente equilibrado.
- **Pantalla LCD inteligente:** Visualización clara y fácil ajuste de funciones.
- **Versatilidad:** Compatible con relaciones 16:1, 1:1 y 1:5.

CONTENIDO DEL KIT

- Micromotor Eléctrico MT2
- Contra-ángulo multiplicador 1:5 WJ-15L
- Fuente de Poder y cables
- Accesorios y Manual

GARANTÍA Y COLOR

Garantía: 24 meses para el micromotor eléctrico y 12 meses para el contra-ángulo 1:5.
Color: Único (blanco clínico).

NORMATIVA Y ENVÍO

Documentos: Registro INVIMA y Facturación Electrónica.
Envío: 1 a 4 días hábiles a todo destino nacional.