

Descripción

Después de 35 años de gran éxito a nivel mundial, la clásica serie de piezas de mano EX de NSK ahora se ha convertido en una nueva etapa; piezas de mano serie FX de NSK. Una modernización de la serie EX. La tradicional tecnología de diseño sencillo de NSK, seguridad de funcionamiento, durabilidad y costo rentable; las hacen una de las marcas más apetecidas en el mercado mundial.

Punta Recta FX65

Especificaciones

- Velocidad Directa: 1:1
- Para fresas HP (Ø2,35)
- Velocidad Máxima: 40.000 min-1
- Sistema de Cabezal Limpio



CARACTERÍSTICAS

1. Diseño y cabezal extremadamente finos
2. Engranajes de alta precisión
3. Sistema de Cabezal Limpio
4. Esterilizable en autoclave hasta un máximo de 135°C

Otros Datos

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica

