

Air Scaler AS2000

Pieza de Mano Neumática para Detartraje

NSK

JAPAN • DENTAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo	Escalador neumático (Air Scaler)
Frecuencia oscilación	5,600 – 6,000 Hz
Presión recomendada	2.5 kg/cm² (35–40 PSI)
Consumo de aire	Aproximadamente 20–30 L/min
Conexión disponible	Midwest 4 vías (M4) / Borden 2 vías (B2)
Peso aproximado	~67 g (diseño ultraligero)
Esterilización	Autoclavable hasta 135°C
Material del cuerpo	Acero inoxidable de alta durabilidad



Modelo: AS2000

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Oscilación lineal fluida:** Retira eficazmente el cálculo supra y subgingival sin generar daño térmico ni rayar el esmalte dental.
- **Ergonomía superior:** Peso reducido y centro de gravedad equilibrado que disminuyen sensiblemente la fatiga en la muñeca y mano.

- **Bajo nivel de ruido y vibración constante:** Tratamiento profiláctico suave, seguro y cómodo para el clínico y el paciente.
- **Fácil mantenimiento y bioseguridad:** Apto para termodesinfección y ciclos continuos de esterilización en autoclave.

CONTENIDO DEL PAQUETE ESTÁNDAR

- | | |
|---|--|
| ✓ Pieza de mano Air Scaler NSK AS2000 (M4/B2) | ✓ Set de puntas profilácticas/periodontales (S1, S2, S3) |
| ✓ Llave dinamométrica de alta precisión | ✓ Protector de seguridad y kit de mantenimiento |