

Motor Eléctrico Renhe Sense A3A

Fabricante: Tianjin Renhe Juncheng Technology Development Co., Ltd.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Motor Eléctrico Renhe Sense A3a es un equipo completamente práctico y versátil con variación de velocidad mediante control manual, pantalla LED informativa, interruptor de pie (on/off) e interruptor selector para cambio de dirección. Su diseño ergonómico y robusto permite múltiples aplicaciones profesionales en laboratorio clínico, estética, pedicura y hobbies.



Vista general del equipo, caja, pieza de mano y pedal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Variador de velocidad	0 - 35,000 RPM
Potencia	70 W
Torque	3.0 N·cm
Peso total	1.15 Kg
Dimensiones	120 x 147 x 88 mm
Alimentación	Bivolt 110/220V, 50/60 Hz
Cubierta	Plástico resistente
Control	Compacto con marcha / contramarcha

CONTENIDO DEL KIT

- Micromotor Eléctrico Sense A3a
- Pieza de mano estándar Mod. A3a
- Soporte de apoyo para pieza de mano
- Pedal de control (on/off)
- Manual de instrucciones

DETALLES COMERCIALES

Color	Blanco con negro
Garantía	12 meses (defectos de fábrica)
Documentación	Registro de Importación y Factura Electrónica
Envíos	1 a 4 días hábiles (Nacional)

USOS Y APLICACIONES

- Pulido de dientes en acrílico
- Provisionales y placas bases
- Cucharillas individuales
- Recorte de yeso
- Creación de muescas en modelos
- Pulido de restauraciones metálicas
- Odontología de laboratorio
- Joyería y pedicura
- Industria de belleza
- Pulido de madera y otros materiales

Nota de garantía: La garantía de 12 meses cubre exclusivamente defectos de fabricación. No aplica para daños derivados de caídas, golpes, mal uso o manipulación indebida del equipo.