

FICHA TÉCNICA HL11 KINKONG

DESCRIPCIÓN

La turbina de alta velocidad Kingkong de Woodpecker contiene rodamientos en cerámica alemanes, con cabezal estándar, portafresas cambia fresas, sistema anti-retracción y una gran potencia para realizar cualquier tipo de trabajo dental.

CARACTERÍSTICAS

1. Sistema cambia fresas
2. Irrigación simple
3. Sistema anti-retracción
4. Cabezal estándar
5. Rodamientos en cerámica alemanes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sonido:	≤70dB
Presión de Aire:	0.2Mpa-0.22Mpa
Torque:	0.4(N) - 0.45(N)
Velocidad de rotación:	370,000 - 450,000 RPM
Flujo de Agua:	90-110 (min/ml)
Presión de Agua:	0.2Mpa - 0.23Mpa
Tamaño cabezal:	Ø 11,2mm
Esterilizable en autoclave:	134°C
Vida Útil:	5 años o 5.000 usos.



GARANTÍA

6 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles,
aproximadamente, a todo
destino nacional