

# TURBINA DE ALTA VELOCIDAD HL11 KINGKONG DTE

## DESCRIPCIÓN:

La turbina de alta velocidad Kingkong de Woodpecker contiene rodamientos en cerámica alemanes, con cabezal estándar, portafresas cambia fresas, sistema anti-retracción y una gran potencia para realizar cualquier tipo de trabajo dental.

## CARACTERÍSTICAS:

1. Sistema cambia fresas
2. Irrigación simple
3. Sistema anti-retracción
4. Cabezal estándar
5. Rodamientos en cerámica.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Sonido:  $\leq 70$ dB
- Rodamientos cerámicos alemanes
- Presión de Aire: 0.2Mpa-0.22Mpa
- Torque: 0.4(N) - 0.45(N)
- Velocidad de rotación: 370,000 RPM - 450,000 RPM
- Presión de Agua: 0.2 (Mpa) - 0.23 (Mpa)
- Diametro cabezal: 11.2mm
- Esterilizable en autoclave a 134°C



## OTROS DATOS:

- Garantía 6 meses
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica