

DESCRIPCIÓN

Compresor odontológico de 3 caballos de fuerza. Producto nacional, con motores importados y accesorios de conectividad de la mejor calidad del mercado. Línea médica, super silencioso, libre de aceite. Especial para utilizar en áreas de atención médica, equipo de laboratorio, investigación científica, producción industrial y otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 3HP (3 motores 1 HP)
- Fase Eléctrica: Monofásica
- Tipo de Alimentación: 110V
- Presión Máxima: 100Psi
- Frecuencia: 50/60Hz.
- Capacidad (L/min): 495
- Tamaño **(Horizontal)**: 95 largo x 38 ancho x 70 altura
- Tamaño **(Vertical)**: 145 alto x 38 ancho
- Velocidad (r/min): 1680
- Peso 80Kg Aprox.
- Tanque de 140 Litros

OTROS DATOS

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional

COMPRESOR 3HP LÍNEA MÉDICA



CARACTERÍSTICAS

- Compresor de aire seco
- Libre de aceite
- Línea médica
- Sistema súper silencioso, menos de 55 db
- Racores acerados con manguera acerada.
- Filtro
- Válvula de Seguridad
- Válvula de Drenaje
- Rejillas Protectoras laterales
- Parte externa en aluminio (haciéndolo más ligero y controlando la excesiva temperatura).