

FICHA TÉCNICA OFICIAL

COMPRESOR ODONTOLÓGICO 1HP – MR.COMPRESORES

Descripción del Producto

Presentamos el compresor odontológico de 1 caballo de fuerza. Producto nacional, con motores importados y accesorios de conectividad de la mejor calidad del mercado. Línea médica, super silencioso, libre de aceite. Especial para utilizar en áreas de atención médica, equipo de laboratorio, investigación científica, producción industrial y cualquier entorno de la vida cotidiana donde se requiera aire comprimido totalmente limpio.



Especificaciones Técnicas

Potencia	1 HP	Capacidad de Flujo	165 L/min
Fase Eléctrica	Monofásica	Dimensiones (L x F x A)	44 cm x 44 cm x 66 cm
Tipo de Alimentación	110 V	Velocidad del Motor	1680 r/min
Presión Máxima	100 Psi	Peso Neto	22 Kg
Frecuencia	50 / 60 Hz	Capacidad del Tanque	45 Litros

Características Principales

- Compresor de aire seco y 100% libre de aceite.
- Diseñado específicamente para línea médica y laboratorios.
- Súper silencioso (nivel sonoro aproximado de ± 58 dB).
- Racores acerados con manguera acerada de alta resistencia.
- Parte externa construida en aluminio, lo que proporciona mayor ligereza y un control eficiente de la temperatura excesiva.
- Filtro de aire integrado.
- Válvula de seguridad y válvula de drenaje de fácil acceso.
- Rejillas protectoras laterales para mayor seguridad operativa.

Garantía: 12 meses por defectos de fabricación (no incluye daños por caídas, golpes o uso inadecuado).

Tiempo de Envíos: De 2 a 5 días hábiles a todo destino nacional.

Documentación: Factura Electrónica legal incluida.