

COMPRESOR ODONTOLÓGICO 4HP

MR. COMPRESORES — Línea Médica de Alta Gama



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Presentamos el compresor odontológico de 4 caballos de fuerza con disponibilidad de tanque tanto horizontal (H) como vertical (V). Producto nacional, con motores importados y accesorios de conectividad de la mejor calidad del mercado.

Línea médica, super silencioso, libre de aceite. Especial para utilizar en áreas de atención médica, equipo de laboratorio, investigación científica, producción industrial y cualquiera de la vida cotidiana donde se necesite el aire limpio comprimido.

Nota: Disponibilidad modelo Horizontal (H) o Vertical (V) con 2 motores de 2HP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	4HP (2 Motores de 2HP)	Capacidad (L/min)	800
Fase Eléctrica	Monofásica	Tamaño (Vertical)	150cm alto x 50cm diámetro
Tipo de Alimentación	110V	Tamaño (Horizontal)	92cm alto x 45cm fondo x 95cm largo
Presión Máxima	100Psi	Velocidad (r/min)	1680
Frecuencia	50/60Hz	Peso / Tanque	95Kg / 180 Litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compresor de aire seco
- Línea médica
- Doble salida
- Parte externa en aluminio (ligero y térmico)
- Válvula de seguridad
- Rejillas protectoras laterales
- Libre de aceite
- Súper silencioso ($\pm$ 75db)
- Racores acerados con manguera acerada
- Filtro de alta eficiencia
- Válvula de drenaje

GARANTÍA, ENVÍO Y FACTURACIÓN

GARANTÍA 12 meses por defectos de fábrica (No incluye caídas, golpes o mal uso)	ENVÍO NACIONAL De 2 a 5 días hábiles a todo destino nacional	DOCUMENTACIÓN Factura Electrónica incluida
---	--	--