

DESCRIPCIÓN:

La turbina de alta velocidad A2 Pro cuenta con tecnología de luz blanca SMD LED, y su cuerpo en acero inoxidable hace que la pieza sea más liviana, ayudando al profesional en odontología a descansar su mano. Además, cuenta con sistema Push Button, rodamientos en cerámica, triple irrigación, alto torque y sistema de cabezal limpio. ¡Más liviana y duradera con sistema Push Button mejorado!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Spray de agua triple
- Sonido: ≤ 65 dB
- Potencia: 22W
- Rotación Máxima: 200.000~520.000 min-1
- Luminancia: 16.000 - 20.000 LUX
- Flujo de agua: 60-90 (min/ml)
- Presión de Aire: 0.28 - 0.30 (Mpa)
- Tamaño cabezal: $\varnothing 12.5$ mm
- Esterilizable en autoclave a 134°C
- Peso: 64.8g

CARACTERÍSTICAS

1. Tecnología Led
2. Rodamientos de cerámica con cubierta
3. Luz blanca SMD Led
4. Portafresas Push Button
5. Triple irrigación
6. Alto Torque

TURBINA DE ALTA VELOCIDAD A2 PRO APPLIEDENTAL



OTROS DATOS:

- Garantía 6 meses
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica



APPLIEDENTAL