

Descripción

Autoclave clase B de 12 litros con micro-impresora incorporada, sistema de control por microprocesador, tiempo de secado ajustable, registro automático del proceso, autodiagnóstico inteligente, alarma automática de llenado y cambio de agua. Ideal para todo tipo de materiales porosos, pero también materiales embolsados, textiles y cuerpos huecos, como instrumental, turbinas y cánulas



Otros Datos

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica

AUTOCLAVE FOSTER 12 LITROS CLASE B

Ficha Técnica

- Capacidad: 12 litros
- Clase: Norma Europea de Clase B
- Clasificación de instrumentos: Clase II
- Tipo: Equipos de Esterilización de Presión de Vapor
- Aplicaciones: Médica / Dental / Otros
- Configuración: De mesa
- Función: Automático, eléctrico
- Tipo de Alimentación: 110-240 V/1800w
- Frecuencia de la línea: 50-60 Hz
- La corriente eléctrica: 10A
- Temperatura de esterilización: 121° C, 134° C
- Característica: 99,9% de tasa de esterilización
- Peso: 42Kg
- Dimensiones: 560mm x 410mm x 425mm
- Tamaño de la cámara: 200mm x 360mm
- Profundidad: 60cm
- Material: Acero Inodixable
- Lugar de origen: Zhejiang, China
- Certificados: CE, FDA, ISO13485

Características

- Micro-Impresora Incorporada
- Sistema de Control por Microprocesador
- El tiempo de secado es ajustable
- Registro Automático del proceso
- Autodiagnóstico Inteligente
- Alarma automática de llenado y cambio de agua