

## Descripción

El Scaler P8L de Baolai Medical tiene un aspecto y diseño de primera calidad y es compacto en su tamaño. Además, contiene su propio tanque de suplemento de agua con capacidad para 500ml. Trabaja de manera muy silenciosa y cuenta con función de scaler, periodoncia y endodoncia. Ofrece gran visibilidad en el área de trabajo por su pieza de mano Led, que puede ser autoclavable a 135°C. Este modelo está hecho de materiales resistentes, lo que lo hace duradero y fiable para su operación.



## Ficha Técnica

- Voltaje de Entrada 110V - 50Hz/60Hz 0.7A-0.4A
- Frecuencia Oscilación 28kHz +- 3kHz
- Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)
- Potencia 3w - 20w
- Pantalla Táctil
- Certificado por CE, FDA e ISO.
- La pieza de mano es esterilizable en autoclavable a 135°C
- 6 puntas incluidas (4 General + 1 Perio + 1 Endo)

# Scaler Ultrasonico P8L

## Características

- Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que el equipo funcione siempre en la mejor frecuencia y funcione de la manera más constante.
- 3 Funciones: Escalado, Periodoncia y Endodoncia.
- Todas las puntas pueden ser esterilizables en autoclave a 135° o en lavadora ultrasónica.
- La pieza de mano puede ser esterilizada con cualquier líquido que cumpla este propósito o en autoclave a 135°C .
- Controlado digitalmente, operación fácil y más eficiente para escalar.
- Incluye tanque de agua de suplemento automático de 500ml.
- Incluye filtro para proteger el tanque.
- Varios usos terapéuticos con solución irrigante.
- Hipoclorito de Sodio al 5.25% -Función Endo
- Clorhexidina al 2% - Función Perio.

## Otros Datos

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica