

DESCRIPCIÓN

La nueva lámpara de Woodpecker, O-Star, cuenta con un cuerpo totalmente metálico muy ergonómico, con un peso de tan solo de 108g, lo que evita la fatiga de la mano al sostenerla por un tiempo prolongado. Su diseño es ligero pero resistente, antichoque y duradera.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del cuerpo: metálico
- Material de la fibra: Metálica de 10mm cóncava
- Voltaje de entrada: 100-240V~ 50/60Hz 0.4A Max.
- Intensidad de Luz: $10W \geq 3000mw / cm^2$
- Longitud de Onda: 385~515nm
- Efecto Solidificación: 1s/ 2mm de resina
- Dimensiones: 23mm x 23mm x 204mm
- Batería de litio recargable (2000mAh)
- Peso 108g



LÁMPARA DE FOTOCURADO O-STAR

CARACTERÍSTICAS

1. Polimerización de TODAS las resinas del mercado.
2. Realiza el fotocurado en 1 segundo.
3. Mayor longitud de onda.
4. Incluye un medidor de intensidad de luz que se encuentran en la base de carga.
4. Cuerpo completamente metálico.
5. Gracias a su diseño ergonómico se puede sostener durante un largo periodo de tiempo sin fatigarse.
6. Dispone de 7 modos de trabajo distintos: normal, alta intensidad, turbo, orto, suave, pulso y verficiación.
7. Luz más uniforme y enfocada lo que da mayor penetrabilidad.
8. Menor pérdida de luz.
9. Pantalla OLED, con dos botones permiten un manejo sencillo de la lámpara.
10. Cabezal giratorio y pequeño que permite poder alcanzar todos los ángulos de la boca y llegar a los dientes posteriores sin dificultad.

MODOS DE TRABAJO

Normal - Alto - Turbo - Orto - Suave - Pulso - Verificación

OTROS DATOS

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica