

DESCRIPCIÓN

El ultrasonidos DTE D5 es una de las mejores opciones gracias a su equilibrio entre precio, prestaciones y robustez probada que consigue satisfacer al profesional clínico con la ergonomía y seguridad necesaria y al paciente con tratamientos rápidos, menos invasivos y por tanto más cómodos. El modelo DTE D5 es un piezo eléctrico de sobremesa, para su fácil transporte, incorpora programas especiales para procedimientos no solo de profilaxis, se convierte en la herramienta ideal para tratamientos de periodoncia y endodoncia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de Entrada 24V - 50Hz/60Hz 1.3A
- Frecuencia Oscilación 28kHz +- 3kHz
- Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)
- Potencia 3w - 20w
- Peso 0.65Kg
- Dimensiones 203mm x 138mm x 94mm
- Certificado por CE, FDA y NSF.

OTROS DATOS

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica

SCALER ULTRASÓNICO

D5 DTE



CARACTERÍSTICAS

1. Pieza de mano HD-7H
2. Funciones de escalado, periodoncia y endodoncia.
3. Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que la máquina siempre funcione en la mejor frecuencia y funcione de manera más constante.
4. Pieza de mano desmontable y puntas esterilizables en autoclave a una temperatura de 134 ° C y una presión de 0.22MPa.
5. Operación controlada digitalmente, fácil y más eficiente para escalar.
6. Modo de funcionamiento: funcionamiento continuo.