

DESCRIPCIÓN

El ultrasonido U6 de Woodpecker presenta un atractivo e innovador diseño de sobremesa con sistema touch inteligente y una pieza de mano LED de alto poder, duradera y de poca generación de calor. Este modelo cuenta con las 3 funciones de Escalado, Periodoncia y Endodoncia. Indicado para tratamientos periodontales y limpiezas; escalado supragingival, subgingival, mantenimiento de implantes, preparación de la cavidad y tratamientos de endodoncia. El modelo U6 es fácil de limpiar gracias a la superficie lisa y suave de su panel de control táctil y luminoso.

SCALER ULTRASÓNICO U6 LED WOODPECKER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Certificado por CE, FDA y NSF
- Voltaje de Entrada: 110V 50Hz/60Hz 280mA
- Frecuencia Oscilación 30kHz +- 3kHz
- Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)
- Potencia 3w - 20w
- Peso 0.63 Kg
- Dimensiones 175mm x 144mm x 77mm

CARACTERÍSTICAS

- Sistema Touch Inteligente
- Multifunción: Escalado, Periodoncia y Endodoncia.
- Para tratamientos periodontales y limpiezas.

- Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que el equipo trabaje siempre en la mejor frecuencia rápidamente sin lastimar la encía o el esmalte y trabaja con mayor firmeza para la eliminación de cálculo dental y la placa bacteriana.
- Pieza de mano en cerámica LED modelo HW-6 desmontable y esterilizable a 135°C y presión de 0.22MPa. Adicionalmente, la pieza de mano es de alto poder, duradera y genera poco calor.
- Controlado digitalmente, de fácil manejo y más eficiente para el detartraje.
- Panel de control táctil, luminoso y fácil de limpiar.
- Diseño Impermeable, atractivo e innovador.
- Suministro de agua de la red.
- Certificados CE y FDA.