

# DESCRIPCIÓN

Scaler Ultrasónico moderno, impermeable con pantalla táctil inteligente y funciones de Escalado, Endodoncia y Periodoncia. Con el modelo U600 LED de Woodpecker, puede integrar el raspado supragingival, el raspado subgingival, el mantenimiento del implante y la terapia del conducto radicular en un todo. A diferencia del modelo U6 Led, este nuevo modelo cuenta con su propio suministro de agua automático con capacidad de 700ml y utiliza la modulación de onda sinusoidal para proporcionar el mejor tratamiento posible con la máxima comodidad.

# SCALER ULTRASÓNICO U600 LED WOODPECKER



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Certificado por CE, FDA y NSF
- Voltaje de Entrada: 110V 50Hz/60Hz 280mA
- Frecuencia Oscilación 30kHz +- 3kHz
- Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)
- Potencia 3w - 20w
- Peso 1.8 Kg

## CARACTERÍSTICAS

- Multifunción: Scaler, Periodoncia y Endodoncia.
- Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que el equipo trabaje siempre en la mejor frecuencia rápidamente sin lastimar la encía o el esmalte y trabaja con mayor firmeza para la eliminación de cálculo dental y la placa bacteriana.

- La pieza de mano en cerámica LED modelo HW-6, es desmontable y puede ser esterilizada a una alta temperatura de 135°C y presión de 0.22MPa; adicionalmente, la pieza de mano es de alto poder, duradera y genera poco calor.
- Controlado digitalmente, de fácil manejo y más eficiente para el detartraje.
- Sistema de toque inteligente con panel de control claro y ultra sensible.
- Diseño Impermeable.
- Sistema de Onda Sinusoidal que evita la estimulación causada por la salida de corriente instantánea, asegurando un tratamiento más cómodo.
- Sistema automático de suministro de agua 700ml.
- Certificados CE y FDA.