

DESCRIPCIÓN

El Scaler Ultrasónico UDS-J es un excelente ayudante para el odontólogo, con función general para detartraje (eliminación de la placa dentobacteriana y cálculos supragingivales) y limpieza general. Cuenta con regulación automática de la frecuencia para que el equipo trabaje en la mejor frecuencia y sea más constante. Control digital, fácil de operar y más eficiente para la limpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Certificado por CE, FDA y NSF
- Voltaje de Entrada: 110V 50Hz/60Hz 280mA
- Frecuencia Oscilación 30kHz +- 3kHz
- Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)
- Potencia 3w - 20w
- Peso 0.8 Kg
- Dimensiones 205mm x 135mm x 74mm

OTROS DATOS

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica

SCALER ULTRASÓNICO UDS-J WOODPECKER



CARACTERÍSTICAS

- El UDS-J Tiene funciones de escalado y periodoncia.
- Seguimiento automático de frecuencia
- Controlado digitalmente, operación fácil y más eficiente para escalar
- Todas las puntas pueden ser esterilizables en autoclave a 135°.
- La pieza de mano puede ser esterilizada con cualquier líquido que cumpla este propósito.

GUILIN WOODPECKER MEDICAL