

# DESCRIPCIÓN

El Scaler Ultrasónico UDS-P es principalmente usado para limpieza dental y es también un equipo indispensable para prevención y tratamiento de enfermedades dentales. Cuenta con una pieza de mano óptica LED, desmontable y esterilizable. El seguimiento automático de frecuencia garantiza que el equipo funcione en la mejor frecuencia y de manera más constante. Este modelo cuenta con funciones de escalado, periodoncia y endodoncia. Se caracteriza por ser pequeño, ligero y fácil de usar.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Certificado por CE, FDA y NSF
- Voltaje de Entrada: 110V 50Hz/60Hz 280mA
- Frecuencia Oscilación 30kHz +- 3kHz
- Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)
- Potencia 3w - 20w
- Peso 0.64 Kg
- Dimensiones 196mm x 134mm x 80mm

# OTROS DATOS

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica

# SCALER ULTRASÓNICO UDS-P LED WOODPECKER



# CARACTERÍSTICAS

1. Pieza de mano óptica LED que permite una mejor visibilidad.
2. Funciones de escalado, periodoncia y endodoncia.
3. Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que la máquina siempre funcione en la mejor frecuencia y funcione de manera más constante.
4. Pieza de mano desmontable y puntas esterilizables en autoclave a una temperatura de 134 ° C y una presión de 0.22MPa.
5. Operación controlada digitalmente, fácil y más eficiente para escalar.
6. Modo de funcionamiento: funcionamiento continuo.