

DESCRIPCIÓN

Se utiliza para copiar modelos de yeso en diversos trabajos como: elaboración de conchas, matriz para resinas compuestas, prótesis provisionales, protector bucal, placa biorelajante, placa de mordida, placa de bruxismo, placa base, cubetas individuales, cubeta para blanqueamiento casero, embajale de modelos de estudio y bandeja de fluoración.

CARACTERÍSTICAS:

- Palanca para subir y bajar el portamatrículas con una sola mano
- Portaplatos que permite utilizar platos cuadrados y redondos
- Tiene dos opciones de moldura: Plana y Empotrada
- Resistencia Cerámica, permitiendo una distribución homogénea del calor
- Cuando se activa el vacío para realizar el moldeado, genera un nivel de ruido muy bajo
- Fácil Instalación
- Posee interruptor de encendido / apagado con luz piloto para indicar que el equipo está encendido
- Activación automática del vacío
- Soporte de resistencia giratorio
- Poco peso, de los más ligeros del mercado.

TERMOFORMADORA EVOLUTION ESSENCE DENTAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Modelo: Plastificadora con motor
- Volateje: 110v
- Frecuencia 50/60 Hz
- Resistencia: 450w
- Motor: 800w
- Consumo: 0,9 Kw/h
- Peso Neto: 3,2 Kg
- Peso Bruto: 3,5 Kg
- Dimensiones: 240 mm Largo x 300 mm alto x 185 mm ancho.

OTROS DATOS:

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica