

# DESCRIPCIÓN

El Actto-50A es un sistema de electrocirugía de alta frecuencia que ayuda a manejar los tejidos blandos con mayor eficiencia, precisión y menos sangrado que el bisturí dental común.

## BENEFICIOS:

- Eliminación Fácil de Tejidos No Deseados: Simplifica los procedimientos operativos y mantiene la hemostasis, reduciendo el tiempo en el sillón.
- Precisión de Corte Sobresaliente: Ofrece resultados clínicos y estéticos superiores.
- Curación Sin Contratiempos: Promueve una recuperación rápida y efectiva.
- Tecnología Mejorada: Desarrollado por DNH medtech, ofrece un rendimiento superior con configuraciones de baja potencia, minimizando el riesgo y el daño, y deteniendo el sangrado rápidamente.

## ESPECIFICACIONES:

1. Fuente de Alimentación: 220-240 VCA; 50/60 Hz
2. Entrada Alimentación: 220 VA
3. Clase de protección: I
4. Corriente de fuga LF, HF: Según IEC6060122
5. Tipo de equipamiento: BF; a prueba de desfibrilación
6. Frecuencia nominal: 1,2MHz
7. Nivel de señal: Mín > 40 dBA / Máx. > 65 dBA
8. Frecuencia de modulación: 50/60Hz
9. Unidad de peso: Aprox. 3.1 Kg
10. Dimensiones: 265 Ancho x 89 Alto x 180mm

# ELECTROBISTURÍ ACTTO

## 50



## CONTENIDO:

- 1 unidad principal (consola)
- Cable de alimentación
- 1 interruptor de pie universal (pedal)
- 1 polo a tierra
- 1 pieza de mano
- 1 juego de electrodos surtidos por 6 autoclavables
- Manual de Usuario

## OTROS:

**GARANTÍA:** 12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso.

**DOCUMENTOS:** INVIMA, Registro de Importación, Facturación Electrónica.

**ENVÍO:** de 1 a 4 días hábiles a todo destino nacional.