

DESCRIPCIÓN:

El set de baja velocidad modelo Gold LN de la marca Appledental, cuenta con sistema de irrigación interna, contra-ángulo Push Button y la punta recta ergonómica y liviana, lo que la hace más fácil de sostener. Gran apariencia en diseño y excelente calidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Presión de Aire: 0.25 - 0.30 (Mpa)
- Presión de Agua: 198 Kpa (2Kg)
- Vel. Rotación (Adelante): 18.000 (RPM)
- Vel. Rotación (Reversa): 16.000 (RPM)
- Torque: 0.40 - 0.45 (N)
- Flujo de agua: 90-110 (min/ml)
- Sonido: ≤ 65 dB
- Esterilizable en autoclave a 134°C

CARACTERÍSTICAS

1. Irrigación Interna
2. Contrángulo Push Button
3. Función Auto-lubricación del motor
4. Acople Borden (2 vías)
5. Usos: Profilaxis - Pulido y acabado final de restauraciones

SET DE BAJA VELOCIDAD APPLIEDENTAL GOLD



OTROS DATOS:

- Garantía 6 meses
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica