

# DESCRIPCIÓN

El scaler ultrasónico UDS-T LED es un equipo 100% portátil, con un tanque de suministro de agua automático de 600ml que asegura una operación sencilla y eficiente. Además, cuenta con Sistema Touch Inteligente con 3 funciones General · Periodoncia · Endodoncia; y pieza de mano LED desmontable. El equipo cuenta con 8 puntas esterilizables en autoclave a 134°C. Este modelo UDS-T está totalmente controlado por una microcomputadora, con un funcionamiento conveniente y conciso y una alta eficiencia. Por otro lado, gracias a la superficie lisa y suave de su panel de control táctil y luminoso, este equipo es fácil de limpiar.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de Entrada: 110V 50Hz/60Hz 280mA
- Entrada de la unidad principal: 24V 50Hz/60Hz 1.3A
- Frecuencia Oscilación: 30kHz±5kHz
- Presión de Agua: 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)
- Potencia: 3W - 20W
- Peso de la unidad principal: 2.0Kg
- Certificado por CE, FDA y NSF.

# OTROS DATOS

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica

# SCALER ULTRASÓNICO UDS-T LED WOODPECKER



# CARACTERÍSTICAS

- Pieza de mano óptica LED, más conveniente para operaciones clínicas.
- 3 Funciones: general, periodoncia y endodoncia
- Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que el equipo funcione siempre en la mejor frecuencia y funcione de la manera más constante.
- Función con sistema de suministro de agua automático de 600ml, excepcional para el trabajo de uso portátil.
- Pieza de mano desmontable y puntas esterilizables en autoclave a 134°C.
- Controlado digitalmente, fácil operación y más eficaz para detartraje.