

DESCRIPCIÓN:

La turbina de alta velocidad A1 Pro cuenta con sistema anti-retracción, 1 vía de irrigación, sistema Push Button y rodamientos en cerámica. Su cuerpo en acero inoxidable hace que la pieza sea más liviana, ayudando al profesional en odontología a descansar su mano. ¡Más liviana y duradera con sistema Push Button mejorado!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Spray de agua simple
- Sonido: $\leq 65\text{dB}$
- Potencia: 20W
- Rotación Máxima: 200.000~520.000 min-1
- Presión de Aire: 0.28 - 0.30 (Mpa)
- Flujo de agua: 90-110 (min/ml)
- Tamaño cabezal: $\varnothing 12.5\text{mm}$
- Esterilizable en autoclave a 134°C
- Peso: 44.9g

CARACTERÍSTICAS

1. Sistema Anti-Retracción
2. Rodamientos de cerámica con cubierta
3. Sistema de cabezal limpio
4. Portafresas Push Button
5. Spray Simple
6. Alto Torque

TURBINA DE ALTA VELOCIDAD A1 PRO APPLIEDENTAL



OTROS DATOS:

- Garantía 6 meses
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica