

DESCRIPCIÓN

Amalgamador de Capsula Digital COXO Para cualquier tipo de amalgama en capsula, programación digital de velocidad y tiempo. Tapa con protector.

Este amalgamador se utiliza para mezclar plata con mercurio en capsulas pre dosificadas, y realiza esta aleación de la mejor manera. Se utiliza en reemplazo del antiguo método manual, no solo es más fácil sino que disminuye la contaminación por mercurio en el consultorio odontológico

CARACTERÍSTICAS:

- 1-Este tipo de amalgamador, controlado por un microprocesador, garantiza una mezcla precisa, controlada y consistente.
- 2- Tiempo de mezcla de 1 a 99 segundos.
- 3- Anchura de gama oscilante
- 4- Ideal para empastes a base de mercurio. En conjunto, brindan la perfección clínica que necesita con la facilidad de uso que desea.
- 5- Para un funcionamiento seguro, el equipo se desactiva al abrir la cubierta frontal para acceder a la cápsula.
- 6- El diseño ergonómico de 6 litros es fácil de usar, estable, extremadamente silencioso y fácil de limpiar y mantener.

AMALGAMADOR DB-338 COXO

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS:

- 1- Voltaje:
AC110±11V,60Hz;AC220±22V,50/60Hz
- 2- Consumo de energía: 200VA
- 3- Fusible: 2A(220V) or 3A(110V) , Ø5×20mm
- 4- Frecuencia de mezcla: 4500tr/mn(rpm)
- 5- sonido: 65dB
- 6- Tiempo programable: 1 - 99 segundos
- 7- Volumen: 33x27x20cm
- 8- Peso: 4.5Kg

