

# FICHA TÉCNICA



MÓDULO  
AMBAR  
ROBOTÍN



CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
VOLTAJE	110 VOLTIOS
POTENCIA	750 WATTS
PEDAL	ELÉCTRICO
PESO	17 KILOS
POSICIÓN	VERTICAL
PRESIÓN MÁX	30 - 35 PSI
MALETÍN	TERMOFORMADO
VÁLVULAS	2 VÁLVULAS REGULADORAS
MANÓMETRO	INDICADOR DE PRESIÓN
FILTROS	1 FILTRO DE AIRE
TANQUE	1 LITRO
EYECTOR	1 EYECTOR PASO DIRECTO
CAVITRÓN	ACOPLE CAVITRÓN HEMBRA
CONEXIÓN PIEZA DE ALTA	2 CONECTORES ACOPLE BORDEN
CONEXIÓN PIEZA DE BAJA	1 CONEXIÓN ACOPLE BORDEN
JERINGA	JERINGA PUSH BUTTON
ESTRUCTURA	TUBO COLL ROLLER



## MÓDULO AMBAR

Modelo **Vertical**  
Diseño Robotin  
Fabricante

**GARANTÍA 1 AÑO**