



INCLUYE:



MÓDULO



SILLÓN



**LÁMPARA
LED**



**ESCUPIDERA
/ BANDEJA**



**TULA
(MALETÍN)**



BUTACO

MÓDULO

- > Módulo robotín de estructura fija en acero con rodachinas en goma.
- > Bandeja en termoformado
- > 5 Servicios:
 - 1 Conexión para pieza de alta velocidad
 - 1 Conexión para pieza de baja
 - 1 Jeringa triple push botón, cánula incorporada
 - Eyectador de baja
 - 1 Acople cavitron hembra
 - 2 Holder automáticos
 - 2 Holder sencillos
 - 2 válvulas de regulación paso de agua y succión
- > Tanque de reserva de agua 1 Litro, con regulación de presión de agua.

- > Soporte para tanque.
- > Compartimientos superiores para organizar
- > Moto compresor de 1 h.p, libre de aceite 110 voltios paso directo.
- > Válvula de seguridad, ventiladores, condensador y filtro incorporado.
- > Presión de trabajo 35 Psi, regulador de presión incorporado.
- > Nivel de ruido 69 Db. Aprox.
- > Activación por medio de pedal eléctrico.
- > Manómetro de presión.
- > Mangueras para piezas y borden importados.
- > Kit de desagüe.
- > 90 cm de alto.
- > Peso del módulo 17 Kg.

SILLÓN

- > Estructura metálica fabricada en acero Tubular redondo Cold Rolled.
- > Calibrado con protección en vinilo para cabecero y pie cero sistema plegable.
- > 3 posiciones de altura para angulación.
- > Reclinación graduable, seguro por medio de caja de freno.
- > Capacidad de 130 Kilos aproximados.
- > Tapizado en lona y espuma impermeable de alta resistencia.
- > Soporte desmontable para bandeja, instrumental y escupidera.
- > Porta maletero de lona para su transporte individual.
- > Altura máx. 70 CM/ Altura min 56 CM, peso 13.4 Kg

LÁMPARA LED

- > Lámpara Ultraliviana.
- > Tecnología Led.
- > Genera luz blanca.
- > No produce rayos UV.
- > No transmite calor.
- > Resistente al impacto.
- > Conexión 110 voltios
- > Con acople adaptador en el lateral derecho del sillón al espaldar.
- > Peso 2 kilos.

ESCUPIDERA / BANDEJA

- > Sistema de fijación al Sillón.
- > Taza salivera y depósito de saliva de alto impacto, en acero inoxidable con desagüe.
- > Estuche en lona para su transporte individual.
- > Peso 0.75 Kg.
- > Bandeja Porta instrumental de alto impacto: Fabricado en acero inoxidable.
- > Con soporte avatible.
- > Adosable al Sillón.
- > Peso 0.25 Kg.

TULA (MALETÍN)

- > Diseño ergonómico tipo maleta, con riatas ajustables.
- > Estructura rígida para proteger la unidad.
- > Liviano y funcional con agarraderas laterales y ruedas para facilitar su transporte.
- > Forrada en lona impermeable de alta intensidad.
- > Bolsillo con cremallera ubicado en el frente.

BUTACO

- > Plegable.
- > Tapizado en lona.
- > Sillón de altura estándar 45 Cm.
- > Peso 2 Kg.