

FICHA TÉCNICA

LOTUS 401P45

DESCRIPCIÓN

La de BEING es una herramienta esencial para cualquier profesional dental que busca precisión y rendimiento superior en sus procedimientos. Diseñada con la más avanzada tecnología, esta pieza de mano garantiza una operación suave y eficiente, permitiendo realizar tratamientos con la máxima precisión y comodidad tanto para el dentista como para el paciente. Esta pieza de mano se distingue por su alta velocidad, que proporciona una eficacia inigualable en los procedimientos de corte y pulido. A su vez, opera de manera silenciosa, mejorando el confort tanto del paciente como del profesional. Este modelo cuenta con sistema Press Button, angulación 45° (ideal para cirugía de terceros molares · odontosección y lugares de difícil acceso), irrigación simple, 3 vías de aire y balineras en cerámica.

CARACTERÍSTICAS

1. Sistema Press Button
2. Angulación 45°
3. Rodamientos en Cerámica
4. Irrigación Simple
5. Material de cuerpo: Acero Inoxidable
6. 3 orificios de aire
7. Ideal para cirugía de terceros molares

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sonido:	≤70dB
Presión de Aire:	0.28Mpa-0.3Mpa
Torque:	0.4(N) - 0.45(N)
Velocidad de rotación:	380,000 / 450,000 RPM
Flujo de Agua:	90-110 (min/ml)
Presión de Atomización:	0.20-0.25(Mpa)
Tamaño cabezal:	Ø13.14x10.08mm
Esterilizable en autoclave:	134 °C
Vida Útil:	5 años o 5.000 usos.



GARANTÍA

6 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles,
aproximadamente, a todo
destino nacional