

FICHA TÉCNICA

LOTUS 401PX1 LED

DESCRIPCIÓN

La de BEING es una herramienta esencial para cualquier profesional dental que busca precisión y rendimiento superior en sus procedimientos. Diseñada con la más avanzada tecnología, esta pieza de mano garantiza una operación suave y eficiente, permitiendo realizar tratamientos con la máxima precisión y comodidad tanto para el dentista como para el paciente. Esta pieza de mano se distingue por su alta velocidad, que proporciona una eficacia inigualable en los procedimientos de corte y pulido. A su vez, opera de manera silenciosa, mejorando el confort tanto del paciente como del profesional. Este modelo cuenta con sistema Press Button, luz Led, irrigación triple, 3 vías de aire, sistema anti-retracción y balineras en cerámica.

CARACTERÍSTICAS

1. Sistema Press Button
2. Luz LED
3. Rodamientos en Cerámica
4. Irrigación Tripe
5. Material de cuerpo: Acero Inoxidable
6. 3 orificios de aire
7. Sistema anti-retracción.

BEING

Medical Equipment

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sonido:	≤70dB
Presión de Aire:	0.28Mpa-0.3Mpa
Torque:	0.4(N) - 0.45(N)
Velocidad de rotación:	380,000 / 450,000 RPM
Flujo de Agua:	90-110 (min/ml)
Presion de Atomizacion:	0.20-0.25(Mpa)
Tamaño cabezal:	Ø11.2×14.6mm
Esterilizable en autoclave:	134°C
Vida Útil:	5 años o 5.000 usos.



GARANTÍA

6 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles,
aproximadamente, a todo
destino nacional