

# FICHA TÉCNICA

## Compresor 1 Caballo

### DESCRIPCIÓN

Compresor odontológico de 1 caballo de fuerza. Producto nacional, con motores importados y accesorios de conectividad de la mejor calidad del mercado. Línea médica, super silencioso, libre de aceite. Especial para utilizar en áreas de atención médica, equipo de laboratorio, investigación científica, producción industrial y otros.



### CARACTERÍSTICAS

1. Compresor de aire seco
2. Libre de aceite
3. Línea médica
4. Sistema súper silencioso, aprox. 65db.
5. 1 Filtros de aire
6. 1 Electroválvula
7. 2 Registros
8. Manómetro (indicador de presión)
9. Válvula de Seguridad y drenaje
10. Rejillas de protección

#### GARANTÍA

12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo de:	1 motor de 1.500 RPM
Voltaje:	110 V
Potencia:	750 Watts
Capacidad de Tanque:	45L
Peso Bruto:	22 Kg
Posición:	Vertical
Presión Máxima:	110 Psi
Tipo de bobinado:	Cobre
Altura	65 cm
Automático:	1 Automático - Arranque de 50 a 90 libras de presión
Tanque:	Lámina Coll Roller

#### DOCUMENTOS

Facturación Electrónica  
Fabricación y ensamble nacional\*\*

#### ENVÍO

De 1 a 7 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional