

Ficha Técnica: Selladora BioStamp

Marca: Bio-Art • Voltaje: 127 V

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo compacto, moderno y práctico diseñado para personalizar el tamaño de las bolsas o rollos de esterilización, optimizando el espacio dentro de la autoclave y generando un ahorro significativo de material. Cuenta con tecnología avanzada de calentamiento que garantiza un sellado seguro y uniforme sin riesgo de quemar o dañar el papel quirúrgico.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Bio-Art
Modelo	BioStamp
Voltaje de Operación	127 VAC (50/60 Hz)
Potencia de Trabajo	300 W
Tecnología de Calentamiento	PTC (Positive Temperature Coefficient)
Anchura de Soldadura (Sellado)	12 mm
Longitud Máxima de Sellado	300 mm (Compatible con rollos de 7.5 cm a 30 cm)
Tiempo de Calentamiento Inicial	3 minutos y 30 segundos
Tiempo de Soldadura	Aproximadamente 6 segundos

3. DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones del Equipo

Profundidad: 460 mm
Ancho: 300 mm
Altura: 125 mm

Peso y Embalaje

Peso sin embalaje: 3.6 kg
Peso con embalaje: 4.6 kg
Caja: 500 × 320 × 160 mm

4. CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Guillotina incorporada:** Sistema de corte bidireccional que facilita la medida exacta del paquete.
- Palanca de accionamiento:** Posee un sistema exclusivo de traba y soporte para el papel que asegura la estabilidad durante el proceso de sellado.
- Sistema de seguridad:** Indicadores lumínicos (LED) y sonoros que advierten la finalización del ciclo o inactividad prolongada.
- Resistencia blindada:** Diseñada para un calentamiento rápido y una distribución uniforme de la temperatura.