

# FICHA TÉCNICA

## Autoclave Foster 22L

### DESCRIPCIÓN

El autoclave Foster del gigante asiático Fomos Medical Technology, es un equipo Clase B (hace referencia a "Big Small Sterilizer"), es decir "Esterilización grande en pequeñas dimensiones". Con esta clase de autoclaves, se puede esterilizar cualquier tipo de carga: por ejemplo, materiales porosos, pero también materiales embolsados, textiles y cuerpos huecos, como instrumental, turbinas y cánulas. Entre sus características más comunes podemos encontrar que disponen de ciclos gravitatorios y de vacío, así como ciclos para priones (agente infeccioso) indicado para pacientes con algún tipo de estos patógenos. Además, estos equipos cuentan con procesador de datos para obtener el reporte de los ciclos realizados (impresora para trazabilidad), pantalla para funcionamiento digital y cumplen con los más altos estándares sanitarios y epidemiológicos. Por otro lado, con su bomba de vacío incorporada, elimina por completo el aire interno de la cámara, técnica moderna que se utiliza para esterilizar todo tipo de material (sólidos, porosos, huecos, textiles, líquidos, plásticos, entre otros).

### CARACTERÍSTICAS

1. Micro-Impresora Incorporada para obtener registro de ciclos.
2. Sistema Inteligente de Control con microprocesador y sensor de alta precisión para un funcionamiento eficiente.
3. El tiempo de secado es ajustable.
4. Registro automático del momento de la esterilización al principio y al final.
5. Autodiagnóstico Inteligente.
6. Alarma automática de llenado y cambio de agua.
7. Panel táctil simplificado que facilita el manejo con botones intuitivos.
8. Pantalla LCD clara y fácil de leer.
9. Programas Prueba de B&D, prueba de vacío, etc.
10. 3 bandejas incorporadas.
11. Seguridad Total con sistema de bloqueo doble en la puerta para una protección adicional.



FOSTER

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	22 Litros
Clase:	Norma Europea de Clase B
Clasificación de instrumentos:	Clase II
Tipo:	Equipos de Esterilización de Presión de Vapor
Aplicaciones:	Médica / Dental / Otros
Configuración:	De mesa
Función:	Automático, eléctrico
Tipo de Alimentación:	120-230 V/1800w
Frecuencia de la línea:	50-60 Hz
La corriente eléctrica:	10A
Temperatura de esterilización:	121°C (100-130) Kpa , 134°C (200-240) Kpa
Característica:	99,9% de tasa de esterilización
Peso:	55 Kg
Medidas:	63.6 cm X 47 cm X 43.5 cm
Medidas de la cámara:	24.9 cm X 45 cm (diámetro x profundidad)
Capacidad de Tanque:	3.5 Litros (limpia) / 5 Litros (sucia)
Material:	Acero Inodixable
Lugar de origen:	Zhejiang, China
Certificados:	CE, FDA, ISO13485



## GARANTÍA

12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso.

## DOCUMENTOS

Facturación Electrónica  
Registro de Importación  
INVIMA  
Manual de Usuario

## ENVÍO

De 1 a 7 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional