

FICHA TÉCNICA

Compresor 2 Caballos

DESCRIPCIÓN

Compresor odontológico de 2 caballos de fuerza. Producto nacional, con motores importados y accesorios de conectividad de la mejor calidad del mercado. Línea médica, super silencioso, libre de aceite. Especial para utilizar en áreas de atención médica, equipo de laboratorio, investigación científica, producción industrial y otros.



CARACTERÍSTICAS

1. Compresor de aire seco
2. Libre de aceite
3. Línea médica
4. Sistema súper silencioso, aprox. 70db.
5. 1 Filtro de aire
6. 1 Electro válvula
7. 2 Registros
8. Manómetro (indicador de presión)
9. Válvula de Seguridad y drenaje
10. Rejillas de protección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo de:	1 motor de 3.600 RPM
Voltaje:	110 V
Potencia:	1.500 Watts
Capacidad de Tanque:	90L
Peso Bruto:	46 Kg
Posición:	Vertical / Horizontal
Presión Máxima:	110 Psi
Tipo de bobinado:	Cobre
Altura	105 cm
Automático:	1 Automático - Arranque de 50 a 90 libras de presión
Tanque:	Lámina Coll Roller
Medidas (Horizontal):	Alto 75 Cm x Ancho 85 cm x Fondo 40 Cm
Medidas (Vertical):	Alto 100 Cm x Ancho 46 cm x Fondo 50 Cm

GARANTÍA

12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso.

DOCUMENTOS

Facturación Electrónica
Fabricación y ensamble nacional**

ENVÍO

De 1 a 7 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional