

FICHA TÉCNICA

Compresor 4 Caballos

DESCRIPCIÓN

Compresor odontológico de 4 caballos de fuerza. Producto nacional, con motores importados y accesorios de conectividad de la mejor calidad del mercado. Línea médica, super silencioso, libre de aceite. Especial para utilizar en áreas de atención médica, equipo de laboratorio, investigación científica, producción industrial y otros.

CARACTERÍSTICAS

1. Compresor de aire seco
2. Libre de aceite
3. Línea médica
4. Sistema súper silencioso, aprox. de 80db.
5. 3 Filtros de aire
6. 2 Electro válvulas
7. 3 Registros
8. Manómetro (indicador de presión)
9. Válvula de Seguridad y drenaje
10. Rejillas de protección
11. Arrancador electromagnético (proporciona un encendido seguro del sistema)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo de:	2 motores de 1.500 RPM c/u (2 Motores de 2HP)
Voltaje:	220 V
Potencia:	1500 Watts
Capacidad de Tanque:	120 L
Peso Bruto:	90 Kg
Posición:	Vertical / Horizontal
Presión Máxima:	110 Psi
Tipo de bobinado:	Cobre
Altura	140 cm
Automático:	1 Automático - Arranque de 60 a 90 libras de presión
Tanque:	Lámina Coll Roller
Medida vertical:	Alto 160 cm x Ancho 60 cm x Diámetro 45cm



GARANTÍA

12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso.

DOCUMENTOS

Facturación Electrónica
Fabricación y ensamble nacional**

ENVÍO

De 1 a 7 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional