

# FICHA TÉCNICA

## MINI B2



## DESCRIPCIÓN

La turbina de alta velocidad Mini B2, cuenta con sistema de intercambio de fresas Push Button, 1 vía de irrigación, rodamientos en cerámica con cubierta antipolvo que alarga su vida útil y los hace más resistentes. Además, este modelo cuenta con dos LED, para mayor visibilidad en el campo de trabajo y un cabezal mini de tan solo 8.9mm ideal para odontopediatría o para trabajos en zonas de dientes posteriores o de difícil acceso.

## CARACTERÍSTICAS

1. Cabezal Mini.
2. Dos LED.
3. Rodamientos en Cerámica con cubierta antipolvo.
4. Irrigación Simple.
5. Sistema de cambio de fresas Push Button.
6. Material de cuerpo: Acero Inoxidable.
7. Ideal para odontopediatría o posteriores.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sonido:	≤65dB
Potencia:	18W a 20 Watts
Presión de Aire:	0.23Mpa-0.25Mpa
Torque:	0.30(N) - 0.35(N)
Velocidad de rotación:	200,000 / 520,000 RPM
Flujo de Agua:	90-110 (min/ml)
Presion de Atomizacion:	0.2-0.23(Mpa)
Tamaño cabezal:	Ø8.9mm
Esterilizable en autoclave:	134 °C
Luz:	Blanca SMD LED



### GARANTÍA

6 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

### DOCUMENTOS

INVIMA  
Registro de Importación  
Facturación Electrónica

### ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional

