

FICHA TÉCNICA

45-T

DESCRIPCIÓN

La turbina de alta velocidad 45-T, cuenta con sistema de intercambio de fresas Push Button, 1 vía de irrigación, y rodamientos en cerámica. Además, este modelo cuenta con luz LED, para mayor visibilidad en el campo de trabajo y un cabezal con angulación de 45° ideal para cirugía.

CARACTERÍSTICAS

1. Cabezal 45° de angulación
2. Luz Blanca SMD LED
3. Rodamientos en Cerámica.
4. Irrigación Simple.
5. Sistema de cambio de fresas Push Button.
6. Material de cuerpo: Acero Inoxidable.
7. Ideal para cirugía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sonido:	≤65dB
Potencia:	22 Watts
Presión de Aire:	0.25Mpa-0.3Mpa
Torque:	0.30(N) - 0.35(N)
Velocidad de rotación:	360.000 RPM
Flujo de Agua:	60-90 (min/ml)
Presion de Atomizacion:	0.2-0.23(Mpa)
Esterilizable en autoclave:	134°C
Luz:	Blanca SMD LED (16.000 - 20.000 Lux)



GARANTÍA

6 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso como la falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

DOCUMENTOS

INVIMA
Registro de Importación
Facturación Electrónica

ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional

